

SPECIFIKACE

POPIS	Filtrační polomaska se stupněm ochrany FFP2 NR (nezdravotnická) s ventilkem. Tvar lodička. Respirátor poskytuje všeobecně druhý stupeň úrovně ochrany v souladu s normou EU 149:2001+A1:2009 a jedná se o respirátor s výdechovým ventilkem. Ochranná třída FFP2. BFE > 94%, Velikost: Unisex, Rozměry produktu: 20,5*8 cm Uchycení: pásky za uši
NORMA	EN 149:2001 +A1:2009
ČÍSLO NOTIFIKOVANÉ ZKUŠEBNY	CE 0598
BALENÍ	25 kusů
ZÁRUČNÍ DOBA	2 roky
SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA	Teplota mezi -20 °C až 40 °C, relativní vlhkost vzduchu musí nižší než 80%. Mělo by být zaručeno, že produkty ve skladu a při přepravě budou zapečetěny, nepoškozené, neznečištěné, neovlivněné vlhkostí, věnujte pozornost protipožární ochraně, odolnosti proti dešti, kyselinám, zásadám, vyhýbejte se umístění na světle.
LIKVIDACE	Likvidace s běžným domovním odpadem
BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY	Vyměňte masku, jakmile zvlhne, opotřebuje se, zašpiní, nebo ztěžuje dýchání. Nevstupujte do zamořeného prostoru. Nepoužívejte polomasku ani nevstupujte a nezdržujte se v kontaminované oblasti za následujících okolností: 1. Atmosféra obsahuje méně než 19,5% kyslíku. 2. Pro ochranu před plyny nebo párou. 3. Není znám zdroj znečištění a jeho koncentrace nebo jsou bezprostředně nebezpečné pro život nebo zdraví. 4. Tryskání pískem, stříkání barev a azbestu. 5. V prostředí s nebezpečím výbuchu
VAROVÁNÍ	Je přísně zakázáno masku používat při zasažení plísni, poškození obalu nebo po uplynutí doby použitelnosti. Tento produkt je nesterilní. Je to jednorázový produkt, nelze jej použít opakovaně. Pokud uživatel cítí větší odpor při dýchání nebo je maska znečištěna nebo poškozena, vyměňte ji. Tento jednorázový produkt není možné prát ani čistit.
POUŽITÍ A ÚDRŽBA	1. Tato maska označená „NR“ je určena pouze pro jedno použití. 2. Tato maska pomáhá chránit před určitými znečišťujícími látkami ve formě částic, ale zcela nevylučuje vystavení se riziku nákazy nebo infekce. 3. Nepoužívejte na bradku nebo jinak upravené vousy nebo za jiných podmínek, které brání dobrému utěsnění mezi obličejem a těsnicí plochou respirátoru. 4. Tento výrobek nedodává kyslík. Používejte pouze v přiměřeně větraných prostorách obsahujících dostatek kyslíku pro podporu života. 5. Nepoužívejte, jsou-li koncentrace kontaminujících látek bezprostředně nebezpečné pro zdraví nebo život. 6. Nepoužívejte tento výrobek ve výbušném prostředí. 7. Pokud je dýchání obtížné nebo se maska poškodí či zdeformuje, okamžitě ji vyměňte.

