



Kreatin Kyselina štávelová Vitamín C

dexbromfeniramin

Penicilín-G

## BIBLIOGRAFIE

- Du B, Shan A, Zhang Y, Zhong X, Chen D, Cai K (2014). „Zolpidem probouzí pacienty ve vegetativním stavu po poranění mozku“. The American Journal of the Medical Sciences 347 (3): 178–82.
- "Informace o předepisování" (PDF). sanofi-aventis. 2007. Staženo 29.08.2011.
- Jones AW, Holmgren A, Kugelberg FC (2007). „Koncentrace předepsaných léků na předpis v krvi řidičů se zdravotním postižením: úvahy pro interpretaci výsledků“. Ther. Drug Monit 29 (2): 248–260.doi:10.1097/FTD.0b013e31803d3c04. PMID 17417081.
- Gock SB, Wong SH, Nuwayhid N, Venuti SE, Kelley PD, Teggatz JR, Jentzen JM (1999). „Akutní předávkování zolpidemem – hlášení dvou případů“. J. Anal. Toxicol 23 (6): 559–562. doi:10.1093/jat/23.6.559. PMID 10517569.
- R. Baselt (2011). Dispozice toxických drog a chemikálií u člověka (9. vydání). Tulení pláž, CA: Biomedicínské publikace. s. 1836–1838.
- Baselt RC. Dispozice toxických drog a chemikálií u člověka. 2nd Ed. Biomedical Publ., Davis, CA. 1982; 488
- Hawks RL, CN Chiang. Testování moči na zneužívání drog. Národní institut pro zneužívání drog (NIDA), výzkumná monografie 73, 1986

## Rejstřík symbolů

	Přečtěte si návod k použití nebo si přečtěte elektronický návod k použití		Obsahuje dostatek pro <n> testy		Teplotní limit
	Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro		Kód šarže		Katalog číslo
	Autorizovaný zástupce v Evropě Společenství/Evropské svaz		Datum spotřeby		Nepoužívejte znovu
	Pokud je obal poškozen, nepoužívejte jej a přečtěte si návod k použití		Výrobce		Pozor

**Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd.**

#550, Yinhai Street  
 Hangzhou Economic & Technological Development Area  
 Hangzhou, 310018 P.R. China  
 Web: [www.alltests.com.cn](http://www.alltests.com.cn) Email: [info@alltests.com.cn](mailto:info@alltests.com.cn)



MedNet EC-REP GmbH  
 Borkstrasse 10,  
 48163 Muenster,  
 Germany

Číslo: 145077002

Datum revize: 2023-08-08