



TRIODERM®

Trioderm® CARE Kryosprej na odstranění bradavic, 50 ml

Trioderm® CARE Kryosprej na odstranění bradavic
Zdravotnický prostředek.

Všeobecný popis

Trioderm® CARE Kryosprej na odstranění bradavic je určen k odstranění kožních bradavic menších rozměrů (o průměru do cca 5 mm) rychlým zmrazením ošetřeného místa pomocí zkapalněných plynů s nízkým bodem varu, a to přiložením zmrazeného pěnového tamponu.

Sprej je určen pro domácí použití, aplikace je jednoduchá, rychlá a bezpečná. Použití vhodné i pro děti od 4 let.

Určený účel

Odstranění menších kožních bradavic (o průměru do 5 mm) pomocí rychlého zmrazení ošetřeného místa přiložením zmrazeného pěnového tamponu.

Indikace

Výskyt kožních bradavic o velikosti do cca 5 mm průměru.

Kontraindikace

Nestříkejte přímo na bradavici nebo na kůži, aby nedošlo k tvorbě omrzlin. Nepoužívejte na sliznice. Nepoužívejte na okolí očí, na uši, na citlivé oblasti těla nebo otevřené rány. Nepoužívejte sprej na ošetření stejné bradavice více než 3x. Nepoužívejte sprej na kožní léze, u kterých si nejste jisti, zda se jedná o bradavici. Nepoužívejte v případě známe přecitlivělosti na některou z obsažených složek. Nepoužívejte u dětí do 4 let. Použití u diabetiků, u osob s poruchami krevního oběhu, u těhotných žen a žen v době kojení konzultujte s lékařem. V případě trvajících bolestí po ošetření bradavic sprejem používání spreje ukončete a porad'te se s lékařem.

Zamýšlený uživatel

Kryosprej na odstranění bradavic je určen pro domácí použití. Sprej není vhodný pro děti do 4 let. U diabetiků, u osob s poruchami krevního oběhu, u žen v době těhotenství a v době kojení je nutné použití spreje konzultovat s lékařem.

Zamýšlené místo aplikace

Povrch kožní bradavice, a to přiložením zmrazeného pěnového tamponu.

Doba trvání

Přechodný účinek po dobu přiložení zmrazeného pěnového tamponu na bradavici.

Návod k použití

Zmrazení může být krátkodobě bolestivé. Pro zvýšení účinnosti bradavici před ošetřením změkčete namočením do vody na

5 minut nebo přiložením mokrého kosmetického tamponu po uvedené dobu.

1. Nasad'te pěnový tampon (váleček) tmavším koncem na přiloženou plastovou trubičku a zasuňte trubičku do ústí aplikátoru.
2. Stlačte aplikátor po dobu 2 sekund.
3. Počkejte 20 sekund, až se nasytí pěnový tampon aktivními látkami a dojde k jeho zmrazení.
4. Uchopte trubičku do ruky, vytáhněte ji z ústí aplikátoru a co nejrychleji přiložte zmrazený pěnový tampon na střed bradavice.
5. Lehce přitlačte pěnový tampon na bradavici a nechte jej působit po dobu 10–40 sekund podle druhu bradavice:
 - a. 10 s bradavice na rukou a ostatních částech těla kromě chodidel o velikosti do průměru 2,5 mm
 - b. 15 s bradavice na rukou a ostatních částech těla kromě chodidel o velikosti do průměru 5 mm
 - c. 40 s bradavice na chodidlech
6. Odstraňte pěnový tampon z bradavice.
7. Pro účinnou léčbu má být zmrzlá celá bradavice včetně 1–2 mm kruhu pokožky v okolí bradavice (vytvoření bílého kruhu), aby se zajistilo, že bude odstraněna celá léze.
8. Použitý pěnový tampon zlikvidujte, vyhod'te.
9. V případě potřeby opakujte ošetření po 2 týdnech (od bodu 1). Ošetření jedné bradavice proveďte maximálně celkem 3x s odstupem 2 týdnu od jednotlivých aplikací.

Zvláštní požadavky na bezpečnost pro určený účel

Po použití může dojít k vytvoření puchýře v místě ošetření nebo k dočasné změně zbarvení kůže, a to hypopigmentaci (zesvětlení) nebo hyperpigmentaci (ztmavnutí) kůže v místě ošetření. Při delším zmrazení může nastat dočasná ztráta citlivosti ošetřeného místa. Ošetření bradavice na čele nebo spánku může způsobit bolest hlavy. Déle trvajících ošetření bradavic ve vlasové oblasti může mít za následek trvalou ztrátu vlasů. Při delším zmrazení bradavic v okolí nehtu může dojít ke změně tvaru nebo struktury nehtu. U přecitlivělosti osob může způsobit alergickou kožní reakci. V případě silného zčervenání ošetřeného místa, vzniku omrzliny nebo velkého puchýře a při pochybnostech vždy vyhledejte lékaře. Chraňte oči před zásahem spreje. Sprej nevdechujte. Extrémně hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při používání spreje nejezte, nepijte, nekuřte. Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda související s tímto výrobkem by měla hlášena výrobcem a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Obal likvidujte v rámci organizovaného sběru.



TRIODERM®

Trioderm® CARE Kryosprej na odstranění bradavic, 50 ml

Doba použitelnosti

24 měsíců. Spotřebujte nejdéle do data uvedeného na dně obalu.

Složení

Butane, propane, dimethyl ether, isobutane

Datum revize textu: březen 2022



AVEFLOR, a.s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno,
Česká republika, www.akutol.cz



Nebezpečí