



BREATHALYSER
electrochemic alcohol tester
QUICK START

[CS] Elektrochemický alkohol tester - Rychlá start. [DE] Elektrochemischer Alkoholtester - Schnellstart.
[FR] Alcootest électrochimique - Démarrage rapide. [HR] Elektrokemijski analizator - Započni. [HU] Elektrokémiai alkoholszonda - Gyors indítás. [IT] Etilometro elettrochimico - Avvio rapido. [PL] Alkomat elektrochemiczny - Szybki start. [RU] Электрохимический алкотестер - Быстрый старт. [SI] Elektrokemijski alkotest - Hiter zagon. [SK] Elektrochemický alkoholový tester - Rýchle spustenie. [UA] Електрохімічний алкотестер - Швидкий запуск.

1. SCHEME	1
2. IMPORTANT	3
3. HOW TO USE	4
4. MESSAGES	6
5. CALIBRATION	8
6. DO NOT DO THIS	10
7. WARRANTY AND OTHER	12



GTX SPECTRUM is a high quality electrochemical breathalyzer for personal use.
Do not use to drink and drive!

- CS** GTX SPECTRUM je vysokoekvalitní elektrochemický alkohol tester pro osobní použití. Nepoužívej pro kontrolu když pijes a chceš následně ředit.
- DE** GTX SPECTRUM ist ein hochwertiger elektrochemischer Alkoholtester für den persönlichen Gebrauch. Benutze nicht zum gleichzeitigen Trinken und Fahren!
- FR** GTX SPECTRUM est un alcootest électrochimique de haute qualité pour usage personnel. Ne l'utilisez pas pour boire et conduire!
- HR** GTX SPECTRUM je visoko kvalitetni elektrokemijski inhalator za osobnu uporabu. Ne upotrebljavaj da bi i voziti!
- HU** A GTX SPECTRUM egy magas minőségű elektrokémiai alkoholszonda a személyes használatra. Ne használj erre, hogy igyon és vezessen!
- IT** GTX SPECTRUM è un etilometro a elettrochimico di alta qualità per uso personale. Non usare per bere e guidare!
- PL** GTX SPECTRUM jest wysokiej jakości elektrochemicznym alkometrem do użytku osobistego. Nie używaj by pić i prowadzić!
- RU** GTX SPECTRUM - это высококачественный электрохимический алкотестер для личного пользования. Не употребляй, чтобы пить и водить!
- SI** GTX SPECTRUM je visoko kakovosten elektrokemični alkotest za osebno uporabo. Ne uporabljajte za vožnjo pod vplivom alkohola!
- SK** GTX SPECTRUM je vysoko kvalitný elektrochemický alkoholový tester na osobné použitie. Nepoužívajte ho na to, aby ste mohli pít a riadiť vozidlo!
- UA** GTX SPECTRUM - це високоякісний електрохімічний дихальний апарат для особистого використання. Не використовуйте!

SCHEME



A	B	C	D
EN mouthpiece	measuring hole	display (result / messages)	status LED
CS náustek	měřící otvor	displej (výsledky/zprávy)	stavová LED dioda
DE Mundstück	Einlassöffnung	Anzeiger (Ergebnis, Meldungen)	LED-Diode
FR embout	trou de mesure	affichage (résultat/messages)	LED d'état
HR usnik	mjerni otvor	prikaz (rezultat / poruke)	LED stanja
HU szopóka	mérőlyuk	kilejző (eredmény / üzenetek)	állapotdióda
IT boccaglio	buco di misurazione	display (risultato/avvisi)	LED di stato
PL ustnik	otwór pomiarowy	wyświetlacz (wynik/komunikaty)	dioda statusu
RU Мундштук	измерительное отверстие	дисплей (результат / сообщения)	светодиодный индикатор состояния
SI ustnik	merilna odprtina	zaslon (rezultat/sporočila)	dioda statusa
SK náustok	merací otvor	displej (výsledok / notifikácie)	dióda statusu
UA мундштук	вимірювальний отвір	дисплей (результат / повідомлення)	індикатор стану

E	F	G
EN function button	battery cover	air outlets (do not cover!)
CS funkční tlačítko	kryt baterie	výstupní otvory (nezakrývejte!)
DE Funktionsknopf	Batterieabdeckung	Auslassöffnung (nicht blockieren!)
FR bouton de fonction	couvercle de batteries	ouvertures de sortie (ne pas couvrir!)
HR gumb funkcije	poklopac baterije	utičnice (ne pokrivajte!)
HU funkciógomb	elemfedél	lyukok (ne fedezz el!)
IT pulsante di funzione	coperchio della batteria	fori di uscita (non coprire!)
PL przycisk funkcyjny	klapka baterii	otwór wylotowy (nie zasłaniać!)
RU функциональная кнопка	крышка батарейного отсека	выпускные отверстия (не закрывайте это!)
SI funkcijaška tipka	pokrov baterije	izhodna odprtina (ne pokrivaj!)!
SK funkčné tlačidlo	kryt batérie	otvory výstupu (nezakrývajte ich!)
UA функціональна кнопка	кришка батерії	випускні отвори (не закривайте їх!)

IMPORTANT

0,5 h



EN	end smoking, eating and drinking	rinse your mouth	switch on the device	perform 3 measurements
CS	konec koufení, jídla a pití	vypláchnout ústa	zapnout zařízení	provést 3 měření
DE	Rauchen, Essen und Trinken beenden	Mund ausspülen	Gerät einschalten	3 Messungen durchführen
FR	cesser de fumer, de manger et de boire	rincez la bouche	allumez l'appareil	prenez 3 mesures
HR	prestatiti pušiti, jesti i pititi	isperite usta	uključite uređaj	napraviti 3 mjerjenja
HU	a dohányzás, az evés és az ivás befejezése	öblítsd ki a száját	kapcsolj be a készüléket	csinálj 3 mérést
IT	alla fine di fumare, mangiare e bere	risciacqua la bocca	accendi il dispositivo	esegui 3 misurazioni
PL	zakorzczenie palenia, jedzenia i picia	wyplucz usta	włącz urządzenie	w wykonaj 3 pomiary
RU	прекращение курения, еды и питья	прополоскать рот	включить устройство	сделать 3 измерения
SI	zaključite s kajenjem, jedenjem in pitjem	izperite usta	vklopite napravo	opravite 3 meritve
SK	ukončte fajčiť, jest a piť	vypláchnite ústa	zapnite prístroj	vykonaljte 3 merania
UA	перестаньте курити, їсти та пити	промийте рот	увімкніть пристрій	виконайте 3 вимірювання

[EN] Perform 3 measurements one by one and accept the highest one as the appropriate.

[CS] Proved 3 měření, jedno po druhém, a za správný příjem nejvyžšší.

[DE] Führen Sie 3 Messungen nacheinander durch und nehmen Sie das höchste Ergebnis für das Richtige an.

[FR] Prenez 3 mesures une par une et prenez la plus élevée d'entre elles selon le cas.

[HR] Uzmite 3 mjerjenja jedan po jedan i prihvatejte najvišu prema potrebi.

[HU] Csinálj 3 mérést egymás után és fogadj el a legmagasabbat, mint a legmegfeleldőbbet.

[IT] Esegui 3 misurazioni una dopo l'altra e accetta quella più alta.

[PL] Wykonaj 3 pomiary jeden po drugim i za właściwy przyjmij najwyższy z nich.

[RU] Сделайте 3 измерения одно за другим и примите самое высокое в случае необходимости.

[SI] Opravite 3 meritve eno za drugo in za pravilno smatrajte najvišjo izmed njih.

[SK] Vykonajte 3 merania jeden po druhom a za správny výsledok považujte ten najvyšší.

HOW TO USE

**1****EN switching on the device****CS** zapnout zařízení**DE** Einschalten des Geräts**FR** allumer l'appareil**HR** uključivanje uređaja**HU** A készülék bekapcsolása**IT** accensione del dispositivo**PL** włączenie urządzenia**RU** включение устройства**SI** vklop naprave**SK** zapnutie prístroja**UA** включіть пристрій**2****EN preparation****CS** příprava**DE** Vorbereitungsphase**FR** préparation**HR** priprema**HU** előkészítés**IT** preparazione**PL** przygotowanie**RU** подготовка**SI** priprava**SK** príprava**UA** підготуйтесь**3****EN ready - blow****CS** připraveno - foukej**DE** Betriebsbereit - Pusten**FR** prêt - soufflez**HR** spreman - dunuti**HU** kész - fújj**IT** pronto - soffia**PL** gotowy - dmuchaj**RU** готовый - дуйте**SI** pripravljen - pihajte**SK** hotový - fúkajte**UA** готовий - дуйте**4****EN a long, strong exhale****CS** dlouhý, silný výdech**DE** langes, konstantes Ausatmen**FR** une longue et forte expiration**HR** dug, jak izdah**HU** hosszú, erős kilégzés**IT** un'espiazione lunga, forte**PL** dlugi, silny wydech**RU** длинный, сильный выдох**SI** dolg, močan izdih**SK** dlhý, silný výdych**UA** зробіть довгий, сильний видих

5**EN analysis of sample****CS** analýza vzorku**DE** Analyse der Atemprobe**FR** analyse de l'échantillon**HR** analiza uzorka**HU** A minta elemzése**IT** analisi del campione**PL** analiza próbki**RU** анализа образца**SI** analiza vzorca**SK** analýza vzorky**UA** аналізуєте зразки**6****EN result (sound signal)****CS** výsledek (zvukový signál)**DE** Ergebnis (Signalton)**FR** résultat (signal sonore)**HR** rezultat (zvučni signal)**HU** az eredmény (hangjel)**IT** risultato (segnaile sonoro)**PL** wynik (sygnał dźwiękowy)**RU** результат (звуковой сигнал)**SI** rezultat (zvočni signal)**SK** výsledok (zvukový signál)**UA** результат (звуковий сигнал)

- EN** - the breathalyzer displays the number of measurements made after the message Dn
- the device will turn off automatically after approx. 20 seconds of inactivity.
- holding down the function button for more than 2 seconds will turn off the device.

CS - Dychový analyzátor zobrazuje počet měření provedených po zprávě Dn
- přístroj se automaticky vypne po asi 20 sekundách nečinnosti
- Podržení funkčního tlačítka po dobu delší než 2 sekundy přístroj vypne

DE - Der Alkoholtester zeigt die Anzahl der Messungen an, die nach der Meldung durchgeführt wurden Dn
- das Gerät schaltet sich automatisch nach ca. 20 Sekunden der Inaktivität ab
- beim Drücken des Funktionsknopfs länger als 2 Sekunden schaltet sich das Gerät aus

FR - L'alcootest affiche le nombre de mesures effectuées après le message Dn
- l'appareil s'éteint automatiquement après env. 20 secondes d'inactivité
- maintenir le bouton de fonction enfoncé pendant plus de 2 secondes éteindra l'appareil

HR - Aparat za udisanje zraka prikazuje broj mjerena izvršenih nakon poruke Dn
- uređaj će se automatski isključiti nakon cca. 20 sekundi neaktivnosti
- ako držite pritisnutu funkciju tipku dulje od 2 sekunde, uređaj će se isključiti

HU - A lézgökészülék megjeleníti az üzenet után elvégzett mérések számát Dn
- a készülék automatikusan kipacsol kb. 20 másodperc téltsége után
- A funkciógomb nyomása 2 másodpercig, kapcsolja a készüléket

IT - L'etilometro visualizza il numero di misurazioni effettuate dopo il messaggio Dn
- il dispositivo si spegne automaticamente dopo ca. 20 secondi di inattività
- tenendo premuto il tasto funzionale per più di 2 secondi, il dispositivo si spegne

PL - alkomat wyświetla ilość wykonanych pomiarów po komunikacie Dn
- urządzenie wyłączy się automatycznie po ok. 20 sekundach
- przytrzymanie przycisku funkcyjnego ponad 2 sekundy spowoduje wyłączenie urządzenia

RU - Алкотестер отображает количество измерений, выполненных после сообщения **Blow**
- устройство выключается автоматически после прибл. 20 секунд бездействия
- удерживая функциональную кнопку более 2 секунд выключите устройство

SI - Vdihalovalník prikaže število opravljenih meritev po sporočilu **Blow**
- naprava se bo samodejno izklopila po pribl. 20 sekundah nedelovanja
- če držite funkcionalno tipko več kot 2 sekundi, se bo naprava izklopila

SK - Dychový analyzátor zobrazuje počet meraní vykonaných po správe **Blow**
- prístroj sa automaticky vypne po cca. 20 sekundách nečinnosti
- podržaním funkčného tlačidla dlhšie ako 2 sekundy prístroj vypnete

UA - Дихальний апарат відображає кількість вимірювань, зроблених після повідомлення **Blow**
- пристрій автоматично вимикається після прибл. 20 секунд бездіяльності
- утримання функціональної кнопки більше 2 секунд вимикає пристрій

MESSAGES



EN Ready to measure. Blow.

CS Připraven k měření. Foukejte.

DE Betriebsbereit. Pusten.

FR Prêt à mesurer. Soufflez.

HR Spremni za mjerenje. Duvaj.

HU Kész a mérésre. Fújj.

IT Pronto a misurare. Soffia.

PL Gotowy do wykonania pomiaru. Dmuchaj.

RU Готов к измерению. Дуйте.

SI Pripravljen za meritev. Izdihnite.

SK Prístroj je pripravený na meranie. Fúkajte.

UA Готовий до вимірювання. Дуй.

You blew too little air.

Vyfoukli jste příliš málo vzduchu.

Sie haben zu wenig gepustet.

Vous avez soufflé trop peu d'air.

Dunuo si premalo zraka.

Kevés levegőt kifújtál.

Hai soffiato troppa poca aria.

Wydmuchalesz zbyt mało powietrza.

Вы выдохнули слишком мало воздуха.

Izdihnili sme premalo zraka.

Vyfúkli ste príliš málo vzduchu.

Ви видихнули занадто мало повітря.

Weak batteries.

Slabé baterie.

Schwache Batterien

Piles faibles.

Loše baterije.

Hibások elmék.

Batterie quasi esaurite.

Slabe baterie.

Мало батареи.

Slabe baterije.

Slabé batérie.

Погані батареї.



- EN** No air sample provided. The breathalyser switches itself off.
- CS** Nebyl poskytnut žádny vzorek vzduchu. Dýchač se sám vypne.
- DE** Keine Luftprobe zur Verfügung gestellt. Der Alkoholtester schaltet sich aus.
- FR** Aucun échantillon d'air fourni. L'alcootest s'éteint.
- HR** Nije priložen uzorak zraka. Aparat za udisanje isključuje se.
- HU** Nem kapott levegőmintát. A légtelenítő kikapcsol.
- IT** Nessun campione d'aria fornito. L'etilometro si spegne da solo.
- PL** Nie dostarczono próbki powietrza. Alkomat wyłącza się.
- RU** Проба воздуха не предоставляется. Алкотестер отключается.
- SI** Ni vzorca zraka. Dihalni aparat se sam izklopi.
- SK** Nie je k dispozícii žiadna vzorka vzduchu. Dych sa vypne.
- UA** Не надано зразок повітря. Дихальний апарат вимикається сам.



STATUS LED:

[CS] Stavová dioda LED. [DE] LED-Diode. [FR] LED d'état. [HR] LED stanja. [HU] Állapotjelző. [IT] LED di stato. [PL] Dioda statusu. [RU] светодиодный индикатор состояния. [SI] Dioda statusa. [SK] Dióda statusu. [UA] Індикатор стану.



Start.

[CS] Zapnutí. [DE] Einschalten. [FR] Mise en marche. [HR] Uključenje. [HU] Bekapcsolás. [IT] Accensione. [PL] Włączenie. [RU] Включение. [SI] Izklop. [SK] Zapína sa. [UA] Увімкнення.



Alcohol: / Alkohol: / Alcool: / Алкоголь:
0.00% < 0.20%.



Alcohol: / Alkohol: / Alcool: / Алкоголь:
≥ 0.20%.



CALIBRATION



This device should be calibrated every 12 months or every 600 tests.

- CS** Toto zařízení by mělo být kalibrováno každých 12 měsíců nebo každých 600 měření.
- DE** Dieses Gerät ist je 12 Monate oder je 600 Messungen zu kalibrieren.
- FR** Cet appareil doit être étalonné tous les 12 mois ou tous les 600 mesures.
- HR** Ovaj uređaj treba kalibrirati svakih 12 mjeseci ili svakih 600 mjerena.
- HU** Ezt a készüléket minden 12 hónap, vagy 600 mérés után kell kalibrálni.
- IT** Questo dispositivo deve essere calibrato ogni 12 mesi o ogni 600 misurazioni.
- PL** To urządzenie należy kalibrować co 12 miesięcy lub co 600 pomiarów.
- RU** Это устройство следует калибровать каждые 12 месяцев или каждые 600 измерений.
- SI** To napravo je treba kalibrirati vsakih 12 mesecev ali na vsakih 600 meritev.
- SK** Tento prístroj by sa mal kalibrovať každých 12 mesiacov alebo každých 600 meraní.
- UA** Цей пристрій слід калібрувати кожні 12 місяців або кожні 600 вимірювань.

The sensor of every breathalyzer, even if not used, is subject to gradual wear, which affects the performance of the breathalyzer. The reliability of the measurement is obtained thanks to periodic calibration of the device.

- CS** Senzor každého alkohol testeru, i když se nepoužívá, podléhá postupnému opotřebení, což ovlivňuje výkon dechového analyzátoru. Spolehlivosť měření se dosahuje periodickou kalibrací přístroje.
- DE** Der Sensor in jedem Alkoholtester, auch in einem nicht genutzten, wird allmählich verbraucht, was den Zuverlässigkeit der Messungen wird durch eine regelmäßige Kalibrierung wiederhergestellt.
- FR** Le capteur de tout alcooltest, même s'il n'est pas utilisé, est sujet à une usure progressive, ce qui affecte les paramètres de fonctionnement de l'alcooltest. La fiabilité de la mesure est obtenue grâce à un étalonnage périodique de l'appareil.
- HR** Senzor svakog alata za disanje, čak i ako se ne koristi, podložan je postupnom trošenju, što utječe na učinkovitost alata za disanje. Pouzdanost mjerjenja dobiva se zahvaljujući periodičnoj kalibraciji uređaja.
- HU** Alkoholszonda minden érzékelője, sőt ez, amelyet nem használtunk, kimerít, ami az alkoholszonda teljesítményét befolyásolja. A mérés megbízhatósága a készülék időszakos kalibrálásának köszönhetően megkapjuk.
- IT** Il sensore di ogni etilometro, anche se non utilizzato, è soggetto a usura graduale che influenza sulle prestazioni dell'etilometro. L'affidabilità della misurazione è ottenuta grazie alla calibrazione periodica del dispositivo.

- PL** Sensor każdego alkometru, nawet nie używanego, ulega stopniowemu zużyciu co wpływa na parametry pracy alkometru. Wiarygodność pomiaru uzyskiwana jest dzięki okresowej kalibracji urządzenia.
- RU** Датчик каждого алкотестера, даже если он не используется, подвержен постепенному износу, что влияет на производительность алкотестера. Надежность измерений достигается благодаря периодической калибровке прибора.
- SI** Senzor vsakega alkotesta, tudi če ni uporabljen, je podvržen postopni obrani, kar lahko vpliva na parametre delovanja alkotesta. Verodostojnost meritev je mogoča le z redno kalibracijo naprave.
- SK** Snímač každého alkoholového testera, aj keď sa nepoužíva, sa postupne opotrebuje, čo ovplyvňuje výkon prístroja. Spoľahlivosť merania sa dosahuje periodickou kalibráciou prístroja.
- UA** Датчик кожного алкотестера, навіть якщо він не використовується, підлягає поступовому зносу, що впливає на продуктивність алкотестера. Надійність вимірювання виходить завдяки періодичному калібруванню пристрою.
- Results significantly differing from the reality do not indicate the damage of the breathalyzer, but the need for its calibration.**
- CS** Výsledky výrazně se odlišující, neindikují poškození dechového analyzátoru, ale potřebu jeho kalibrace.
- DE** Deutlich realitätsferne Ergebnisse weisen nicht unbedingt auf die Beschädigung des Alkoholtesters, sondern auf die Notwendigkeit der Kalibrierung hin.
- FR** Des résultats s'écartant sensiblement de la réalité n'indiquent pas l'endommagement de l'alcootest, mais la nécessité de le calibrer.
- HR** Rezultati se značajno razlikuju od stvarnosti, ne ukazuju na oštećenje alata za ispuštanje alkohola, već na potrebu za njegovom kalibracijom.
- HU** Az eredmények, amelyek nem villágosak, nem jelzenek, hogy tönkrement az alkoholszonda, hanem, hogy a kalibrálás szükséges.
- IT** I risultati significativamente diversi dalla realtà non indicano il guasto dell'etilometro, ma la necessità della sua calibrazione.
- PL** Wyniki znacznie odbiegające od rzeczywistości nie świadczą o uszkodzeniu alkometru, ale o konieczności jego kalibracji.
- RU** Полученные результаты существенно отличаются от реальных, указывают не на повреждение алкотестера, а на необходимость его калибровки.
- SI** Rezultati, ki rahlo odstopajo od dejanskega stanja ne pomenijo poškodbe alkotesta, ampak o potrebi njegove kalibracije.
- SK** Výsledky, ktoré sa výrazne líšia od skutočnosti, neindikujú poškodenie alkoholového testera, ale potrebu jeho kalibrácie.
- UA** Результати, які сильно відрізняються від реальності, не вказують на пошкодження алкотестера, але говорять про необхідність калібрування.

DO NOT DO THIS



EN Do not smoke, do not eat, do not drink 30 minutes before the measurement.

CS Nekuřte, nejezte, nepijte 30 minut před měřením.

DE Kein Rauchen, Essen und Trinken 30 Minuten vor einer Messung.

FR Ne fumez pas, ne mangez pas, ne buvez pas 30 minutes avant la mesure.

HR Nemojte pušiti, niti jesti, nemojte piti 30 minuta prije mjerena.

HU Ne dohányozz, ne egyél, ne igyál 30 perc a mérés előtt.

IT Non fumare, non mangiare, non bere 30 minuti prima della misurazione.

PL Nie pal, nie jedz, nie pij 30 minut przed pomiarem.

RU Не курите, не ешьте, не пейте за 30 минут до измерения.

SI Ne kadite, jejte in ne pijte 30 minut pred meritvijo.

SK Nefajčte, nejedzte, nepite 30 minút pred meraním.

UA Не куріть, не їжте, не пийте за 30 хвилин до вимірювання.

Do not blow into the breathalyzer immediately after drinking alcohol.

Bezprostředně po pití alkoholu nefoukejte do přístroje.

In den Alkoholtester direkt nach Alkoholkonsum nicht pusten.

Ne pas souffler dans l'alcootest immédiatement après avoir bu de l'alcool.

Ne duvajte u inhalator odmah nakon konzumiranja alkohola.

Ne fújj az alkoholszondába azonnal az alkoholfogyasztása után.

Non soffiare nell'etilometro subito dopo aver bevuto alcol.

Nie dmuchaj w alkometr bezpośrednio po wypiciu alkoholu.

Не вдыхайте в алкотестер сразу после употребления алкоголя.

Ne pihajte v alkotest neposredno po pitju alkohola.

Bezprostredne po požití alkoholu nefúkajte do alkoholového testera.

Не дуйте в алкотестер одразу після вживання алкоголю.

Do not store the device in the car.

Neskladujte přístroj ve vozidle.

Das Gerät im Auto nicht aufbewahren.

Ne conservez pas l'appareil dans la voiture.

Ne držite uređaj u automobilu.

Ne tárolj a készülék az autóban.

Non conservare il dispositivo nella macchina.

Nie przechowuj urządzenie w samochodzie.

Не храните устройство в автомобиле.

Naprave ne shranjujte v avtomobilu.

Prístroj neskladujte vo vozidle.

Не зберігайте пристрій у автомобілі.



EN Do not store the breathalyser near volatile substances, including alcohol.

CS Neskladujte dechový analyzátor v blízkosti těkavých látek, včetně alkoholu.

DE Lagern Sie den Alkoholtester nicht in der Nähe von flüchtigen Substanzen, einschließlich Alkohol.

FR Ne stockez pas l'éthylotest à proximité de substances volatiles, y compris l'alcool.

HR Ne čuvajte sredstvo za uđisanje u blizini hlapljivih tvari, uključujući alkohol.

HU Ne tárolja a légszűrőt illékony anyagok közelében, beleértve az alkoholt is.

IT Non conservare l'etilometro vicino a sostanze volatili, incluso l'alcol.

PL Nie przechowywać alkometru w pobliżu lotnych substancji w tym alkoholu.

RU Не храните алкотестер рядом с летучими веществами, включая алкоголь.

SI Dihalnega sredstva ne shranjujte v bližini hlapnih snovi, vključno z alkoholom.

SK Neskladujte dychový analyzátor v blízkosti prchavých látok vrátane alkoholu.

UA Не зберігайте алкотестер поблизу летких речовин, включаючи алкоголь.

Service the device in accordance with the manufacturer's instructions.

Opravte zařízení v souladu s pokyny výrobce.

Warten Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Réparez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.

Servirajte uređaj u skladu s uputama proizvođača.

Szervizelje az eszközt a gyártó utasításai szerint.

Riparare il dispositivo secondo le istruzioni del produttore.

Serwisować urządzenie zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Обслуживайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.

Napravo servisirajte v skladu z navodili proizvajalca.

Opravte zariadenie v súlade s pokynmi výrobcu.

Обслуговуйте пристрій відповідно до інструкцій виробника.

- EN** This manual contains only basic information. Please read the full version of the manual and the warranty card available below.
- CS** Tento manuál obsahuje pouze základní informace. Prosím si přečtěte úplnou verzi návodu a záručního listu, který je k dispozici níže.
- DE** Die vorliegende Bedienungsanleitung enthält lediglich Grundinformationen. Machen Sie sich bitte mit der folgenden, vollständigen Bedienungsanleitung und Garantiekarte vertraut.
- FR** Ce manuel ne contient que des informations de base. Veuillez lire la version complète du manuel et la carte de garantie disponible ci-dessous.
- HR** Ovaj priručnik sadrži samo osnovne podatke. Pročitajte cijelu verziju priručnika i jamstvene kartice koji su dostupni u nastavku.
- HU** Ez a kézikönyv csak az alapvető információkat tartalmazza. Kérjük, olvassa el a kézikönyv teljes verzióját és az alábbi garanciakártyát.
- IT** Questo manuale contiene solo informazioni di base. Si prega di leggere la versione completa del manuale e la scheda di garanzia disponibile di seguito.
- PL** Niniejsza instrukcja zawiera jedynie podstawowe informacje. Prosimy zapoznać się z pełną wersją instrukcji oraz kartą gwarancyjną dostępnymi poniżej.
- RU** Эта инструкция содержит только основную информацию. Пожалуйста, прочитайте полную версию инструкции и гарантийный талон, доступный ниже.
- SI** Ta navodila za uporabo vsebujejo le osnovne informacije. Prosimo seznanite se s celotnimi navodili in garancijskim listom, ki je dostopen spodaj.
- SK** Táto príručka obsahuje iba základné informácie. Prečítajte si úplnú verziu návodu na použitie a záručný list, ktoré sú dostupné nižšie.
- UA** Ця інструкція містить лише основну інформацію. Будь ласка, прочитайте повну версію інструкції та гарантійної картки, які доступні нижче.

WARRANTY CARD & FULL MANUAL

Záruční list. Garantiekarte. Carte de garantie. Jamstvena kartica. Garanciális kártya. Certificato di garanzia. Karta gwarancyjna. Гарантийный талон. Garancijski list. Záručný list. Гарантайна картка.

Kompletní návod. Vollständige Bedienungsanleitung. Instructions complètes. Potpune upute. Teljes használati útmutató. Manuale completo. Pełna instrukcja. Полная инструкция. Celotna navodila. Úplný návod na použitie. Повна інструкція.



DOWNLOAD



www.gtxscan.com/support

