

ONLINE **M+MEDICAL**

ZDRAVOTNICKÉ RUKAVICE



Zdravotnické rukavice

VYŠETŘOVACÍ RUKAVICE jsou určeny k dočasnému použití během lékařských vyšetření, diagnostických a terapeutických zákroků, k manipulaci s kontaminovaným zdravotnickým materiálem s cílem snížit riziko přenosu nebezpečného biologického materiálu rukama na pacienta a přenosu infekcí z pacientů na zdravotníky. Rukavice podléhají restriktivním požadavkům norem harmonizovaných se směrnicí Rady 93/42/EHS upravující zdravotnické prostředky a nařízení (EU) 2016/425 Evropského parlamentu a Rady upravujícího osobní ochranné pomůcky.

NITRILOVÉ RUKAVICE jsou vyrobeny ze syntetického akrylonitril-butadienového kaučuku (NBR), představují alternativu latexových rukavic. Neobsahují latexové proteiny vedoucí k alergickým reakcím typu I a obsah chemických akceleratorů je minimalizován, takže jsou šetrné vůči pokožce. Jsou charakteristické vysokou mechanickou pevností (také vůči probodnutí), chemickou a biologickou odolností (představují bariéru vůči virům a bakteriím), flexibilitou, díky které se přizpůsobí ruce a poskytují uživateli pohodlí. Tenké stěny a texturovaný povrch prstů zlepšují úchop a zajišťují excelentní taktilní senzitivitu.

LATEXOVÉ RUKAVICE vyrobené z přírodního kaučuku jsou považovány za nejlepší bariéru proti krevním patogenům a části nebezpečných chemických látek. Jsou také charakteristické vysokou flexibilitou, poskytují uživateli pohodlí při práci, jelikož se přizpůsobí ruce jako „druhá kůže“. Latexové rukavice jsou díky přírodnímu složení biodegradabilní. Mohou však vyvolávat alergické reakce typu I u osob citlivých na proteiny přírodního kaučuku. Pudrované rukavice obvykle obsahují kukuřičný škrob ulehčující nasazování rukavic. U nepudrovaných rukavic je vnitřní povrch obvykle chlorován nebo potažen polymery.

VINYLOVÉ RUKAVICE vyrobené z PVC (polyvinylchlorid) jsou určeny pro nízkorizikové zákroky kvůli omezené mechanické, chemické a biologické odolnosti. Materiál rukavice nevyvolává alergické reakce typu I. Pouze změkčovače mohou vyvolat reakci u senzibilizovaných osob – ftaláty přidávané během výroby za účelem zvýšení flexibility. Vinylové rukavice ZARYS neobsahují škodlivé ftaláty.



VYŠETŘOVACÍ RUKAVICE

www.onlinemedical.cz

ONLINE
MEDICAL



DIAGNOSTIKA
OŠETŘOVATELSKÁ
PÉČE



AKUTNÍ
ZDRAVOTNICKÉ
SLUŽBY



LABORATOŘE



PŘÍPRAVY
CYTOSTATIK



STERILIZAČNÍ
JEDNOTKY



STOMATOLOGIE



KONTAKT
S JÍDLEM



HYGIENICKÉ
A SANITÁRNÍ
FAKTORY













HYGIENA
PACIENTA

mediCARE nitril limetková zelená



11

typ	vyšetřovací, nitrilové , nesterilní
vnější povrch	texturované špičky prstů
vnitřní povrch	chlorované
manžeta	kuličkové výstupky na povrchu
barva	limetková zelená
AQL	1,5
klasifikace	<ul style="list-style-type: none"> • zdravotnický prostředek třídy I • osobní ochranná pomůcka kategorie III
vlastnosti	příjemná zklidňující barva
indikace	    
balicí jednotka / hromadné balení	50 ks / 20 × 50 ks
REF	RNBL03xx (xx:XS-XL)
velikosti	    














nové



mediCARE nitril růžová



typ	vyšetřovací, nitrilové , nesterilní
vnější povrch	texturované špičky prstů
vnitřní povrch	chlorované
manžeta	kuličkové výstupky na povrchu
barva	tmavá růžová
AQL	1,5
klasifikace	<ul style="list-style-type: none"> • zdravotnický prostředek třídy I • osobní ochranná pomůcka kategorie III
vlastnosti	intenzivní barva
indikace	     
balicí jednotka / hromadné balení	100 ks / 10 × 100 ks
REF	RNBM03xx (xx:XS-XL)
velikosti	    



nové





typ	vyšetřovací, nitrilové , nesterilní
vnější povrch	texturované špičky prstů
vnitřní povrch	chlorované
manžeta	kuličkové výstupky na povrchu
barva	modrofialová
AQL	1,5
klasifikace	<ul style="list-style-type: none"> • zdravotnický prostředek třídy I • osobní ochranná pomůcka kategorie III

vlastnosti
indikace



balící jednotka /
hromadné balení

200 ks /
10 × 200 ks

REF

RNBA08xx (xx: XS-XL)

velikosti



nové



**INOVATIVNÍ
ANTIMIKROBIÁLNÍ
RUKAVICE**

VYROBENO TECHNOLOGIÍ BEZ LOUŽENÍ



Goodpac™ Technology

INOVATIVNÍ

antimikrobiální rukavice
vyrobená pomocí
technologie bez loužení



zabíjí až

99,999%

mikrobů



zajišťuje

AKTIVNÍ OCHRANU

proti infekcím
ve zdravotnictví



NESENZIBILIZUJÍCÍ

na kůži





typ	vyšetřovací, nitrilové , nesterilní
vnější povrch	texturované špičky prstů
vnitřní povrch	chlorované
manžeta	kuličkové výstupky na povrchu
barva	modrofialová
AQL	1,5
klasifikace	<ul style="list-style-type: none"> • zdravotnický prostředek třídy I • osobní ochranná pomůcka kategorie III
vlastnosti	zvlhčující a vyživující povrchová úprava
indikace	
balící jednotka / hromadné balení	100 ks / 10 × 100 ks
REF	RNBH03xx (xx:XS-XL)
velikosti	



Nitrilové rukavice se zvlhčující a vyživující povrchovou úpravou



GLYCERIN

zvlhčuje, zlepšuje vzhled pokožky, vyhlazuje a zklidňuje podráždění



VITAMIN E

přírodní antioxidant, vitamin mládí – bojuje proti volným radikálům a brání vzniku vrásek, zvlhčuje po dlouhou dobu



MANDLOVÝ OLEJ

regeneruje, zvlhčuje, zpomaluje stárnutí pokožky, vyhlazuje, zpevňuje a pomáhá odstraňování mrtvých buněk, projasňuje pokožku, tlumí podráždění a urychluje hojení kožních lézí, posiluje hydrolipidovou vrstvu kůže

DERMATOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PRO KOŽNÍ PROBLÉMY

- rukavice, které chrání a současně vyživují ruce, poskytují dlouhodobou hydrataci












Působení proti vráskám doloženo v klinickém testování*

*Rukavice mediCARE Hydra+ zajišťuje lepší efekt proti vráskám než tradiční nitrilová rukavice, s viditelným zmírněním vrásek od prvního dne použití a dalším zlepšováním až do konce testování



typ	vyšetřovací, nitrilové , nesterilní
vnější povrch	texturované špičky prstů
vnitřní povrch	chlorované
manžeta	kuličkové výstupky na povrchu
barva	černá
AQL	1,5
klasifikace	<ul style="list-style-type: none"> • zdravotnický prostředek třídy I • osobní ochranná pomůcka kategorie III
vlastnosti	maskovací barva
indikace	   
balicí jednotka / hromadné balení	100 ks / 10 × 100 ks
REF	RNBC03xx (xx:XS-XL)
velikosti	    



typ	vyšetřovací, nitrilové , nesterilní
vnější povrch	texturované špičky prstů
vnitřní povrch	chlorované
manžeta	kuličkové výstupky na povrchu
barva	světle růžová
AQL	1,5
klasifikace	<ul style="list-style-type: none"> • zdravotnický prostředek třídy I • osobní ochranná pomůcka kategorie III
vlastnosti	příjemná zklidňující barva
indikace	    
balicí jednotka / hromadné balení	100 ks / 10 × 100 ks
REF	RNBR03xx (xx:XS-L)
velikosti	   



typ	vyšetřovací, nitrilové , nesterilní
vnější povrch	texturované špičky prstů
vnitřní povrch	chlorované
manžeta	kuličkové výstupky na povrchu
barva	modrá
AQL	1,0
klasifikace	• zdravotnický prostředek třídy I • osobní ochranná pomůcka kategorie III
vlastnosti	zvýšená taktilní senzitivita
indikace	
balicí jednotka / hromadné balení	100 ks / 10 × 100 ks 200 ks / 10 × 200 ks
REF	a'100: RNB-xx-100 (xx:XS-XL) a'200: RNB-xx-200 (xx:XS-XL)
velikosti	



UNIVERZÁLNÍ ZÁSOBNÍK NA RUKAVICE

pro vyšetřovací rukavice

► TYPY ZÁSOBNÍKŮ:

- JEDNODUCHÝ
- DVOJITÝ
- TROJITÝ
- ČTVEŘITÝ

možnost vertikální instalace



výhody zásobníků:



HYGIENA

- snižuje riziko kontaminace povrchu balení (není nutné se dotýkat)
- antibakteriální barva na povrchu s cílem omezit množení bakterií (Escherichia coli, MRSA) na zásobníku



LEPŠÍ ORGANIZACE PRACOVNÍHO MÍSTA

- šetří místo
- zlepšení postupu při nasazování rukavic



INDIVIDUALIZOVÁNO DLE POTŘEB ZÁKAZNÍKA

- nástěnná instalace na rovný povrch vertikálně nebo horizontálně (vybaveno soupravou pro instalaci)
- vertikálně nebo horizontálně instalován na zdravotnickém vozíku, lůžku pacienta nebo anesteziologické věži (montážní souprava na požádání)



UNIVERZÁLNOST

- vertikální nebo horizontální sestavení
- vhodný pro téměř všechny krabice na rukavice dostupné na zdravotnickém trhu

easyCARE latex



typ	vyšetřovací, latexové , nesterilní
vnější povrch	texturované
vnitřní povrch	pudrované
manžeta	kuličkové výstupky na povrchu
barva	přírodní latex
AQL	1,5
klasifikace	<ul style="list-style-type: none"> • zdravotnický prostředek třídy I • osobní ochranná pomůcka kategorie III
vlastnosti	standardní latexová rukavice
indikace	
balicí jednotka / hromadné balení	100 ks / 10 × 100 ks
REF	RLP03xx (xx:XS-XL)
velikosti	



easyCARE latex PF



typ	vyšetřovací, latexové , nesterilní
vnější povrch	texturované
vnitřní povrch	nepudrované, potažené polymerem
manžeta	kuličkové výstupky na povrchu
barva	přírodní latex
AQL	1,5
klasifikace	<ul style="list-style-type: none"> • zdravotnický prostředek třídy I • osobní ochranná pomůcka kategorie III
vlastnosti	jednodušší nasazování díky vnitřní polymerové povrchové úpravě
indikace	
balicí jednotka / hromadné balení	100 ks / 10 × 100 ks
REF	RLB03xx (xx:XS-XL)
velikosti	



easyCARE vinyl





17

typ	vyšetřovací, vinylové , nesterilní
vnější povrch	hladké
vnitřní povrch	pudrované
manžeta	kuličkové výstupky na povrchu
barva	transparentní
AQL	1,5
klasifikace	<ul style="list-style-type: none"> • zdravotnický prostředek třídy I • osobní ochranná pomůcka kategorie III
indikace	 
balicí jednotka / hromadné balení	100 ks / 10 × 100 ks
REF	RWP07xx (xx:XS-XL)
velikosti	    



easyCARE vinyl PF



typ	vyšetřovací, vinylové , nesterilní
vnější povrch	hladké
vnitřní povrch	nepudrované
manžeta	kuličkové výstupky na povrchu
barva	transparentní
AQL	1,5
klasifikace	<ul style="list-style-type: none"> • zdravotnický prostředek třídy I • osobní ochranná pomůcka kategorie III
indikace	 
balicí jednotka / hromadné balení	100 ks / 10 × 100 ks
REF	RWB07xx (xx:XS-XL)
velikosti	    



ONLINE
M+EDICAL



Iveta Kaplanová

Business development manager

kaplanova@onlinemedical.cz

+420 730 190 648



Petr Beněš

CEO

benes@onlinemedical.cz

ONLINE
M+EDICAL

OnlineMedical s.r.o.

Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1062/58 • Tel.: +420 253 253 753

www.onlinemedical.cz