




Machine Translated by Google

aspartam	EMDP	(±) 3,4-methylendioxy-chinakrin	
Atenolol	Emetin dihydrochlorid amfetamin (MDA) Chinidín		
Atropin	hydrát	methylfenidát	Chinin
baklofen	(±) epinefrinu	Methyprylon	R(-) Deprenyl
Kyselina benzinová	Erythromycin	metoklopramid	ranitidin
Kyselina benzoová	β-estradiol	metoprolol	Riboflavin
Benzoylcegonin	Estron 3 sulfát	metronidazol	salbutamol
Bilirubin	Ethanol (Ethylalkohol)	Morfin-3-p-d-	Kyselina salicylová
Bromfeniramin	Ethyl-p-aminobenzoát	glukuronid	Secobarbital
buprenorfin	(benzokain)	Morfin sulfát	Chlorid sodný
bupirone	Etodolac	Kyselina nalidixová	Spiroolaktón
Kofein	Fanprofazóna	nalorfin	Sulfametazín
Cannabidiol	Fenfluramin	naloxon	sulfamethoxazol
Cannabinol	fenoprofen	naltrexon	Sulfisoxazol
Carisoprodol	Fentanyl	Kyselina a-naftalenoctová	Sulindac
Cephalexin hydrát	Fluoxetin	naproxen	Temazepam
Chloralhydrát	furosemid	Niacamid	tetracylin
chloramfenikol	Gentamicin	nifedipin	Thebaine
Chlordiazepoxid	Kyselina gentisová	nimesulid	Theofylin
chlorochin	d-(+) glukóza	Norcodein	Thiamin
Chlorthiazid	Guaakolglycerylether	Norethindron	Thiothixen
Chlorpromazín	(karbamát)	Norfluoxetin	I-Tyroxin
Chlorpropamid	haloperidol	Normorfon	Tobramycin
Chlorprotixen	Hemoglobin	Noskapin	tolbutamid
Cholesterol	Hydralazín	d,l-oktopamin	Trazodon
Cimetidin	hydrochlorothiazid	orfenadrin	triamteren
Cis-Tramadol	Hydrokodon	Kyselina 3' avetová	trifluoperazín
klindamycin	Hydrokortison	Oxazepam	trimethobenzamid
klomipramin	Hydromorfon p-	Kyselina oxalinová	trimethoprim
klozapin	Hydroxyamfetamin Oxykodon o-		trimipramin
Kokain	Hydroxyhippurová kyselina	Oxymetazolin	tryptamin
Kodein	p-Hydroxy-	Oxymorfon	d,l-tryptofan
kortizon	metamfetamin	Pamoline	tyramin
(-) Kotinin	p-Hydroxynorefedrin	Papaverin	d,l-tyrosin
Kreatinin	5-Hydroxytryptamin	Penicilin G	Kyselina močová
Cyklobarbitál	(Serotonin)	pentobarbital	vankomycin
Cyklobenzaprin	3-Hydroxytyramin	Perfenazín	verapamil
Deoxykortikosteron (Dopamin)		Fenelzín	Zomepirac
(-) Deoxyfedrin	Hydroxyzin	feniramin	Zopiklon

BIBLIOGRAFIE

- Quibell, R; Prommer, EE; Mihalyo, M; Twycross, R; a kol. (březen 2011). "Ketamin*". Journal of Pain and Symptom Management (Therapeutic Review). 41 (3): 640-9. Doi:10.1016/j.jpainsymman.2011.01.001. PMID 21419322.

Rejstřík symbolů

	Konzultovat Pokyny pro Použít ití		Testy na sadu		Autorizovaný Zástupce
	Pro in vitro pouze pro diagnostické použít ití		Spotřebuje do		Nepoužít vejte znovu
	Skladujte při teplotě 2-30 °C		Číslo šarže		Katalog #
	Nepoužít vejte, pokud balení je poškozen		Výrobce		

Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.
#550, Yinhai Street
Hangzhou Economic & Technological Development Area
Hangzhou, 310018 P.R. China
Web: www.alltests.com.cn Email: info@alltests.com.cn



MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10,
48163 Muenster,
Germany

Číslo: 145444102

Datum revize: 2023-10-26