

Machine Translated by Google

Atropin	-estradiol	Niacinamid	Sulindac
Kyselina benzinová	Estron-3-sulfát	nifedipin	Temazepam
Kyselina benzoová	aspartam	Norethindron	tetracyklin
Benzoylcegonin	fenoprofen	D-norpropoxyfen tetrahydrokortison,	
Benzfetamin	furosemid	Noskapin	3-acetát
Bilirubin	Kyselina gentisová	D,L-oktopamin	Tetrahydrokortison 3-
Bromfeniramin	Hemoglobin	Kyselina 5' -avelová	(-D glukuronid)
Kofein	Hydralazin	Oxazepam	tetrahydrozolin
Cannabidiol	hydrochlorothiazid	Kyselina oxolinová	Thiamin
Chloralhydrát	Hydrokortison	Oxymetazolin	Thioridazin
chloramfenikol	Kyselina O-hydroxyhippurová	Papaverin p-	D, L-tyrosin
Chlordiazepoxid	Hydroxy-Methamphetamine	Penicilin-G	tolbutamid
Chlorthiazid	3-Hydroxytyramin	Pentazocin	triamteren
() Chlorfeniramin	Ibuprofen	pentobarbital	trifluoperazin
Chlorpromazin	Imipramin	Perfenazin	trimethoprim
Chlorchin	Iproniazid	fencyklidin	trimipramin
Cholesterol ()	Isoproterenol	Fenelzin	tryptamin
klomipramin	Isosuprin	fenobarbital	D, L-tryptofan
klonidin	ketamin	Phentermine	tyramin
Kokain hydrochlorid	Ketoprofen	L-fenylefrin -	Kyselina močová
kortizon	Labetalol	fenylethylamin	verapamil
(-) Kotinin	Loperamid		Zomepirac


BIBLIOGRAFIE

- Moolchan, E. a kol., „Testování slin a plazmy na zneužití vání drog: Porovnání dispozice a farmakologických účinků kokainu“, Centrum pro výzkum závislosti, IRP, NIDA, NIH, Baltimore, MD. Jak bylo prezentováno na setkání SOFT-TIAFT v říjnu 1998.
- Baselt RC. Dispozice toxických drog a chemikálií u člověka. 2nd Ed. Biomedical Publ., Davis, CA. 1982; 488

Rejstřík symbolů

	Konzultovat Pokyny pro Použití		Testy na sadu		Autorizovaný Zástupce
	Pro in vitro pouze pro diagnostické použití		Spotřebuje do		Nepoužití vejte znovu
	Skladujte mezi 2-30 °C		Číslo šarže		Katalog #
	Nepoužití vejte, pokud je obal poškozen		Výrobce		

 **Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd.**
#550 Yinhai Street
Hangzhou Economic & Technological Development Area
Hangzhou, 310018 P.R. China
Web: www.alltests.com.cn Email: info@alltests.com.cn



MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10,
48163 Muenster,
Germany

Číslo: 145339203

Datum revize: 2023-11-02