

Prohlášení

Datum: 29. listopadu 2021

Komu je to určeno,

My, **Safecare Biothech (Hangzhou) Co., Ltd.** se sídlem na adrese Fl.2 Blog.2, No.18 Haishu Road, Hangzhou 311121 China, jako výrobce soupravy pro rychlé testování antigenu COVID-19 (stěr) a soupravy pro rychlé testování antigenu COVID-19 (sliny), tímto prohlašujeme, že naše souprava pro rychlé testování antigenu COVID-19 (stěr) a souprava pro rychlé testování antigenu COVID-19 (sliny) zůstávají účinné pro detekci antigenu SARS-CoV-2 i při výskytu nově objevené varianty **Omicron** nalezené v Jižní Africe.

Vzhledem k tomu, že rozpoznávacím místem surovin používaných v našem antigenním testu je nukleokapsidový protein (nukleoprotein nebo protein N), který se liší od míst mutace, rádi bychom prohlásili, že naše produkty jsou teoreticky schopny detekovat tuto novou variantu v Jižní Africe.

Společnost We Safecare bude přísně uplatňovat systém řízení kvality a usilovat o to, aby zákazníkům poskytovala ty nejlepší výrobky. Budeme vás také oficiálně informovat, pokud se objeví nějaké aktualizované informace o naší sadě pro rychlé testování antigenů COVID-19 (stěr) a sadě pro rychlé testování antigenů COVID-19 (sliny).

S pozdravem,

SAFECARE BIOTECH (HANGZHOU) CO., LTD.

杭州赛凯生物技术有限公司
HANGZHOU SAFECARE BIOTECH CO., LTD.