

5 ks Antigenní test ze slin na COVID-19 REALY TECH

Antigenní testovací zařízení na koronavirus je určen pro rychlotestování ze slin s výsledkem do 10-20 minut. Test je schválen [Ministerstvem zdravotnictví](#). Uvedená cena je za 1 ks testu. 5 ks v balení. 100 krabiček á 5ks v kartonu (tj. 500 ks v kartonu)



Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen rapid test Device (saliva) - rychlý antigenní test pro kvalitní detekci antigenů koronaviru (SARS-CoV-2) přítomných v lidských slinách. Test ze slin detekuje virus v jeho inkubační periodě v akutní fázi a počáteční fázi nemoci.

- rychlý
- spolehlivý
- výsledek bude za 10 až 20 minut
- **bez nutnosti odesílat vzorky do laboratoře**
- snadné a bezbolestné použití v pohodlí domova či kanceláře
- **snadný odběr vzorku ze slin**
- detekuje všechny mutace viru SARS-CoV-2
- vhodný i pro děti
- návod je v českém jazyce
- citlivost: 92,9 %
- specificita: 99,58 %
- **celková přesnost: 96,79 %**

Sada obsahuje 5 ks testů.

- 5x testovací zařízení
- 5x zkumavku s víčkem
- 5x buffer (roztok)
- 5x skládací pohárek na odběr sliny
- 5x pipeta
- 1x návod k použití

Zadní stranu krabičky lze použít jako stojan na zkumavky.

Kazetu s testem uchovávejte v pokojové teplotě, chraňte před mrazem. Před použitím nechte sadu v pokojové teplotě (4-30 ° C). Nepoužívejte po expiraci.

Výrobce: HANGZHOU REALY TECH CO.,LTD.