

Respirátory určené výhradně k ochraně proti COVID-19

Tyto respirátory jsou certifikovány dánskou certifikační autoritou Force dle RFU 02.075 ver. 2. Jak pro tento konkrétní účel vyžadují doporučení Světové zdravotnické organizace, je **jmenovitý filtrační koeficient těchto respirátorů stejný, jako jmenovitý filtrační koeficient FFP2 stanovený EN 149:2001+A1:2009.**

Rozdíl mezi plnou certifikací FFP2 a certifikací RFU dle normy EN 149 je v tom, že některé testovací parametry se z důvodu časové náročnosti nerealizují. Tyto parametry nemají nic společného s ochranou před virem. Tato měřítka pro testování jsou pro oba typy certifikací stejná. Více informací o certifikacích a test reportech naleznete na www.respilon.cz/certifikace.

Prohlašujeme, že respirátory RespiPro certifikované dle RFU 02.075 ver. 2:

- spadají do kategorie **osobní ochranné prostředky (respirátor)**
- splňují koeficient **filtrační účinnosti FFP2**
- lze použít k účelům dle opatření vlády ze dne 26. 02. 2021
č. j.: MZDR 20599/2020-60/MIN/KAN, jehož podmínkám odpovídá *
- nanovlákněná membrána zachytí 99,7-99,9 % virů** (testováno v Nelson Labs – VFE)

* Všem osobám se s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je **respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének**